

Anlegen eines Tourniquet



Das Tourniquet (C-A-T™) oberhalb der pulsierenden Blutung anlegen und das Ende durch den Innenschlitz der Schnalle ziehen.



Anschließend das Ende vom Tourniquet durch den Außenschlitz der Schnalle ziehen.



Das Ende des Tourniquets solange anziehen, bis dieses eng am Körperteil anliegt.



Den Knebel drehen, bis die pulsierende Blutung gestoppt ist.



Knebel entsprechend der Drehrichtung in der Halterung fixieren.



Den Knebel mit dem Klettband sichern. Den Zeitpunkt des Abbindens dokumentieren. Das Tourniquet ist nun fertig angelegt. Der Patient muss nun weiter versorgt werden.